

# Instrukcja obsługi termometr bezdotykowy na podczerwień

## 1. Rozpakowanie:

- Ostrożnie wyjmij termometr z opakowania wraz z instrukcją obsługi i bateriami (jeśli są w zestawie).

## 2. Przygotowanie do użycia:

- Włóż baterie do termometru zgodnie z instrukcją.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania.

## 3. Pomiar temperatury:

- Skieruj czujnik termometru na czoło dziecka z odległości około 3-5 cm.
- Naciśnij przycisk pomiaru i poczekaj na sygnał dźwiękowy oznaczający zakończenie pomiaru.
- Odczytaj wynik na wyświetlaczu.

## 4. Funkcje dodatkowe:

- Termometr może mieć funkcję zapamiętywania ostatnich pomiarów – zapoznaj się z instrukcją, aby ją wykorzystać.
- Niektóre modele posiadają funkcję pomiaru temperatury otoczenia lub powierzchni – sprawdź, jak przełączać tryby.

## 5. Czyszczenie i konserwacja:

- Czyść czujnik termometru miękką, wilgotną ściereczką.
- Unikaj zanurzania urządzenia w wodzie lub innych płynach.

## 6. Przechowywanie:

- Przechowuj termometr w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.