



Opis

Soczewki FreshLook ColorBlends

Technologia barwienia 3 w 1 dla fantastycznego, naturalnego koloru oczu

CECHY

Barwienie 3 w 1 stanowi połączenie trzech kolorów na jednej soczewce w celu zapewnienia całkowicie naturalnego efektu.

Subtelna, ale pełna zmiana koloru.

Dostępne w 12 pięknych kolorach.

KORZYŚCI

Naturalność: Piękne połączenie kolorów dla pełnego i naturalnego efektu.

Piękno: Nawet jeżeli nie jest konieczna korekcja wady wzroku, użytkownicy soczewek kontaktowych mogą doświadczyć nowego, świeżego wyglądu.



ZMIANA SUBTELNA



True Sapphire

Gray

Blue

Green



Pure Hazel

Brown

Amethyst

Turquoise

ZMIANA ZDECYDOWANA



Sterling Gray

Brilliant Blue

Gemstone Green

Honey



Informacje techniczne

Produkcja: odlewane w formie; technologia barwienia 3 w 1

Konstrukcja: asferyczna powierzchnia tylna, zawierają filtr UV

Materiał: Phemfilcon A

Dk/t (@ -3,00 D): 20

Uwodnienie: 55%

Krzywizna bazowa (mm): 8,6

Średnica (mm): 14,5

Moce sferyczne (D): od +6,00 do +2,50 co 0,50; od +2,00 do -6,00 co 0,25; od -6,50 do -8,00 co 0,50


Grubość centralna (mm): 0,08 @ -3,00 D

Tryb noszenia: dzienny

Tryb wymiany: miesięczny

Wielkość opakowania: 2 soczewki w opakowaniu

ZAKŁADANIE SOCZEWEK



ZDEJMOWANIE SOCZEWEK



Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych.

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty.

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się jakiegokolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:

- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w zymieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania zalecane przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawiają się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki o parametram określonych przez Specjalistę, a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.