


CERTYFIKAT

poświadcza, że

MINI PRZYŁBICA OCHRONNA

**mocowana na oprawki okularów, została wykonana w toruńskiej firmie,
z materiałów wyprodukowanych i zakupionych w Polsce.**

Wykorzystana folia PET jest zgodna ze specyfikacją i deklaracją zgodności producenta. Spełnia krajowe wymogi prawne i Unii Europejskiej dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. PET (polietyleno tereftalan) nie zawiera metali ciężkich takich jak chrom, kadm i rtęć itp. Jako dodatki stosowane są: wybielacz optyczny oraz antyblock (polepszający właściwości warstw zewnętrznych). Wszystkie elementy nadają się do recyklingu.



MINI PRZYŁBICA - przystosowana dla osób noszących okulary.

Opis:

Przyłbica zaprojektowana i zrobiona w firmie Tornet.pl. **UŻYTE MATERIAŁY SĄ PRODUKCJI POLSKIEJ.** Wykonana z bezpiecznej dla zdrowia certyfikowanej folii PET, **przeznaczonej do kontaktu z żywnością. Odpowiednia odległość pomiędzy szybką a twarzą, umożliwia swobodne oddychanie.** Rozmiar uniwersalny, ergonomiczny i wygodny, wielokrotnego użytku. Bardzo lekka - masa ok. 20 gr. Wymiary szybki na płasko: 15x30 cm. Zalecane środki dezynfekujące i czyszczące na bazie alkoholu. Produkt użytku osobistego, nie podlega zwrotowi.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA MINI PRZYŁBICY

Szanowny Użytkowniku, przed rozpoczęciem noszenia naszego wyrobu postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami i zasadami właściwej konserwacji.

1. Główną funkcją i zadaniem mini przyłbicy jest ochrona i zminimalizowanie kontaktu twarzy i górnych dróg oddechowych przed wirusami i bakteriami przenoszonych drogą kropelkową.
2. Mini przyłbica nie chroni przed zarażaniem wirusami i bakteriami, ale w sposób znaczący może wpływać na zmniejszenie ryzyka zarażenia i przenoszenia wirusa bądź bakterii.
3. Mini przyłbica nie jest odporna na uderzenia, nie nadaje się do prac budowlanych i innych podobnych.
4. Zabrania się wykonywania w mini przyłbicy czynności niebezpiecznych bądź narażających na niebezpieczeństwo, w szczególności nie można prowadzić i obsługiwać maszyn, kierować pojazdami.
5. Użyta w Mini przyłbicy folia jest wygięta, co powoduje że mogą powstawać refleksy.
6. Po każdorazowym zakończeniu noszenia mini przyłbicę wypnij z oprawy **okularów** i dokładnie umyj. Następnie odkaż folię dostępnymi środkami przeznaczonymi do dezynfekcji.
7. Mini przyłbica odporna jest na płyn zawierający alkohol.
8. Do suszenia nie używaj żadnych generatorów ciepła: suszarek, żelazek, piecyków, opalarek.
9. Używaj do wycierania tylko delikatnych tkanin i środków, aby nie porysować i nie zmatowić powierzchni.
10. Dla bezpieczeństwa, przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że folia nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych.

Uszkodzona mini przyłbica nie nadaje się do dalszego używania.

SPOSÓB MONTAŻU:

- 1 - Zanim rozpoczniesz montaż mini przyłbicy dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj element.
- 2 - Przewlecż zauszuki okularów po obu stronach przez otwory w mini przyłbicy wg rysunku.
- 3 - Po zdjęciu mini przyłbicę zdezynfekuj i suchą przechowuj na płasko w opakowaniu.
- 4 - Nie zaleca się: zwijania, zginania, pozostawiania na słońcu, przegrzewania, może to spowodować uszkodzenie, zdeformowanie, zniszczenie folii.

