

Instrukcja obsługi/karta produktu – Poduszka ortopedyczna klin

1. **Rozpakowanie:**

- Ostrożnie wyjmij poduszkę z opakowania, unikając uszkodzenia pianki.

2. **Przygotowanie:**

- Po wyjęciu z opakowania, pozostaw poduszkę na kilka godzin, aby powróciła do swojego pierwotnego kształtu.

3. **Używanie poduszki:**

- **Pod nogi:** Umieść poduszkę pod kolanami podczas leżenia na plecach, aby odciążyć dolną część pleców.
- **Między kolana:** Połóż poduszkę między kolanami podczas leżenia na boku, aby wyrównać biodra i kręgosłup.

4. **Czyszczenie:**

- **Pokrowiec:** Zdejmij pokrowiec (jeśli jest zdejmowalny) i wypierz go zgodnie z zaleceniami producenta.
- **Pianka:** Pianki nie należy prać. W razie potrzeby można ją przetrzeć wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia.

5. **Przechowywanie:**

- Przechowuj poduszkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.